

Anti-Epha1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P21709

품목 번호: CM0027375



소개

인간 EPHA1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐와 교차 반응성을 가지며 에프린 수용체 신호 전달, 혈관신생 및 암종 연구에 적용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPHA1 토끼 pAb
비고/별칭	EPH; EPHT; EPHT1; EPHA1
종	인간
GeneID (인간)	2041
GeneID	2041
면역원	인간 EPHA1 (NP_005223.4)의 아미노산 1-230번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P21709
단백질 분자량	108kDa
배송 방식	아이스팩