

Wb 및 Elisa용 항-Epha2 토끼 단클론 항체 - P29317

품목 번호: CM0005039



소개

인간 EPHA2(Ephrin type-A receptor 2)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 접착, 이동, 분화 및 바이러스 진입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPHA2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
종	인간
유전자ID (인간)	1969
면역원	인간 EPHA2의 아미노산 25-534에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_004422.2)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P29317
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백