

Wb 및 Elisa용 항-Epha2 토끼 다클론 항체 - P29317

품목 번호: CM0029602



소개

인간 EPHA2(에프린 A형 수용체 2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 암, 혈관신생 및 바이러스 침입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPHA2 토끼 pAb
비고/별칭	ECK; CTPA; ARCC2; CTPPI; CTRCT6; EPHA2
종	인간
유전자ID	1969
면역원	인간 EPHA2(NP_004422.2)의 아미노산 280-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29317
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백