

Anti-Epha3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P29320

품목 번호: CM0027985



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-EPHA3 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 EPHA3(110 kDa)와 반응합니다. 에프린 수용체 신호 전달, 세포 접착 및 발생 과정 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPHA3 Rabbit pAb
비고/별칭	EK4; ETK; HEK; ETK1; HEK4; TYRO4; EPHA3
종	인간
GeneID (Human)	2042
GeneID	2042
면역원	인간 EPHA3 (NP_005224.2)의 아미노산 400-545에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P29320
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백