

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Epha3/Epha4/Epha5 폴리클로날 항체 - P29320 / P54764 / P54756

품목 번호: CM0019401



소개

인간 EPHA3, EPHA4 및 EPHA5 수용체를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인되었으며 IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 발생 및 질병 연구에서 에프린 수용체 신호 전달 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	EPHA3/EPHA4/EPHA5 pAb
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2042/2043/2044
유전자 ID	2042/2043/2044
면역원	인간 EPHA3/EPHA4/EPHA5 (NP_005224.2)의 아미노산 700-800 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P29320/P54764/P54756
배송	아이스백