

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Epha4 폴리클로날 항체 - P54764

품목 번호: CM0029427



소개

사람, 생쥐, 쥐의 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 EPHA4 (EK8/SEK/TYRO1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 신경계 발달 및 복구에 관여하는 에프린 수용체를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPHA4 Rabbit pAb
비고/별칭	EK8; SEK; HEK8; TYRO1; EPHA4
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2043
GeneID	2043
면역원	사람 EPHA4 (NP_004429.1)의 아미노산 20-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P54764
단백질 크기	110kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)