

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Epha5 토끼 다클론 항체 - P54756

품목 번호: CM0014242



소개

인간 EPHA5(UniProt P54756)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 축삭 유도, 시냅스 가소성, 수용체 티로신 키나아제 신호 전달에 대한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	EPHA5 토끼 pAb
비고/별칭	EK7; CEK7; EHK1; HEK7; EHK-1; TYRO4; EPHA5
종	인간
유전자 ID	2044
면역원	인간 EPHA5(NP_004430.4)의 아미노산 1-130에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54756
단백질 분자량	115kDa
배송 방식	아이스 팩