

Wb, Elisa용 항-Ephb2 다클론 항체 - P29323

품목 번호: CM0024712



소개

인간 EPHB2(NP_059145.2, 아미노산 250-540)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 발생 신경과학, 혈관신생 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPHB2 토끼 pAb
비고/별칭	DRT; EK5; ERK; CAPB; Hek5; PCBC; EPHT3; Tyro5; BDPLT22; EPHB2
종	인간
GeneID (인간)	2048
GeneID	2048
면역원	제조합 단백질 (인간 EPHB2(NP_059145.2)의 아미노산 250-540에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질)
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P29323
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스 팩