


Anti-Ephb4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P54760

품목 번호: CM0029458



소개

인간 EPHB4에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스와 교차반응성을 보입니다. 재조합 단백질 면역원을 사용한 혈관신생, 심혈관 발달 및 세포 이동 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPHB4 Rabbit pAb
비고/별칭	HTK; MYK1; HFASD; CMAVM2; LMPHM7; TYRO11; EPHB4
종	인간
유전자 ID (인간)	2050
유전자 ID	2050
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P54760
단백질 무게	108kDa
배송	아이스백