

Wb, Elisa용 Anti-Ephb6 다클론 항체 - O15197

품목 번호: CM0017536



소개

WB, ELISA용 Anti-EPHB6 다클론 항체(토끼 유래).
인간, 마우스와 반응합니다. 면역원: 아미노산 615-729번
부위를 포함하는 재조합 융합 단백질. 표적: 세포 접착 및
이동에 관여하는 키나제 결합 에프린 수용체. SWISS:
O15197.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPHB6 토끼 pAb
비고/별칭	HEP; EPHB6
종	인간
GeneID (인간)	2051
GeneID	2051
면역원	인간 EPHB6(NP_001267724.2)의 아미노산 615-729번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O15197
단백질 분자량	111kDa
배송	아이스 팩