

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ephrin A1 토끼 단일클론 항체 - P20827

품목 번호: CM0011805



### 소개

인간 Ephrin A1(B61, LERK-1)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 혈관신생 및 암 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | Ephrin A1 토끼 단일클론 항체                                             |
| 비고/별칭      | B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; Ephrin A1 |
| 종          | 인간                                                               |
| 유전자 ID(인간) | 1942                                                             |
| 유전자 ID     | 1942                                                             |
| 면역원        | 인간 Ephrin A1(P20827)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드              |
| 출처         | 토끼                                                               |
| 분류         | 단일클론 항체                                                          |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                         |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스                                                          |
| SWISS      | P20827                                                           |
| 단백질 분자량    | 24kDa                                                            |
| 배송         | 아이스팩                                                             |