

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ephrin B2 단클론 항체 - P52799

품목 번호: CM0003489



### 소개

인간 Ephrin B2(EFNB2)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 교차반응성을 확인했으며 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 혈관신생, 신경발생 및 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 제품명         | Ephrin B2 토끼 mAb                                |
| 비고/별칭       | HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2 |
| 종           | 인간                                              |
| 유전자 ID (인간) | 1948                                            |
| 면역원         | 인간 EFNB2의 아미노산 1-100번에 해당하는 합성 펩타이드 (P52799)    |
| 공급원         | 토끼                                              |
| 카테고리        | 단클론 항체                                          |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                |
| 교차반응성       | 인간, 마우스, 래트                                     |
| SWISS       | P52799                                          |
| 단백질 분자량     | 37 kDa                                          |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                           |