

Wb, Elisa용 Anti-Ephrin B2 토끼 다클론 항체 - P52799

품목 번호: CM0015253



소개

인간 Ephrin B2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보이며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경 발달 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Ephrin B2 토끼 pAb
비고/별칭	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
종	인간
GeneID (인간)	1948
GeneID	1948
면역원	인간 Ephrin B2의 아미노산 28-229에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004084.1)
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P52799
단백질 분자량	37kDa
배송 조건	아이스팩