

Wb, Elisa용 항Ephx1 토끼 다클론 항체 - P07099

품목 번호: CM0023744

소개

EPHX1(에폭사이드 가수분해효소 1, mEH)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 대사 및 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPHX1 토끼 pAb
비고/별칭	MEH; EPHX; EPOX; HYL1; EPHX1
종	인간
유전자ID	2052
면역원	재조합 단백질 인간 EPHX1(NP_000111.1)의 아미노산 20-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P07099
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩