

## Anti-Epm2A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O95278

품목 번호: CM0028396



### 소개

사람 EPM2A/라포르린(laforin)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 라포르라병(Lafora disease), 당원 대사 및 신경학 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터                     | 값                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | EPM2A Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭                    | EPM2; MELF; EPM2A                                              |
| 종(Species)               | 사람 (Human)                                                     |
| 유전자 ID (사람)              | 7957                                                           |
| 유전자 ID                   | 7957                                                           |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 EPM2A (NP_005661.1)의 아미노산 244-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼 (Rabbit)                                                    |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                               |
| 애플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)                               |
| SWISS                    | O95278                                                         |
| 단백질 분자량                  | 37kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스백 (Ice bag)                                                 |