


Anti-Epn1 (Epsin-1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6I3

품목 번호: CM0024065



소개

검증된 인간 EPN1(Epsin-1)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 클래트린 매개 엔도사이토시스 및 막 곡률 형성에 관여하는 표적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPN1 Rabbit pAb
비고/별칭	EPN1
종	인간
GeneID (인간)	29924
GeneID	29924
면역원	인간 EPN1 (NP_037465.2)의 아미노산 130-180 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6I3
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백