

Wb 및 Elisa용 Anti-Epn2 토끼 다클로날 항체 - O95208

품목 번호: CM0023078

소개

마우스 펩타이드로 면역화하여 제조된 Epn2 (Epsin-2)를 표적하는 토끼 다클로날 항체이며, 사람 및 쥐와 교차 반응합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 엔도사이토시스 연구용으로 설계되었습니다. 클라트린 매개 엔도사이토시스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Epn2 Rabbit pAb
비고 / 별칭	Ibp2; 9530051D10Rik; Epn2
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (사람)	22905
유전자 ID (마우스)	13855
항원(Immunogen)	마우스 Epn2 (XP_006532226.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95208
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)