

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Epo Rabbit Polyclonal Antibody - P01588

품목 번호: CM0027795



소개

인간 Erythropoietin (EPO)를 표적하는 토끼 다클로날 항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 적혈구 생성 및 관련 장애 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	EPO Rabbit pAb
비고/별칭	EP; DBAL; ECYT5; MVCD2; EPO
종	인간(Human)
유전자 ID	2056
면역원	합성 펩타이드 인간 EPO (NP_000790.2)의 아미노산 93-193 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P01588
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)