


Anti-Epor Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P19235

품목 번호: CM0028876



소개

인간 에리스로포이에틴 수용체(EPOR)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 에리스로포이에틴 신호전달 및 적혈구계 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPOR Rabbit pAb
비고/별칭	EPO-R; EPOR
종	인간
유전자 ID (인간)	2057
유전자 ID	2057
면역원	인간 EPOR (NP_000112.1)의 아미노산 274-508 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19235
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백