

Anti-Eppin 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - O95925

품목 번호: CM0023387

소개

WB 및 ELISA 검증이 완료된 Anti-EPPIN 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. EPPIN은 남성 생식능력과 정자 운동성에 중요한 세린 프로테아제 억제제입니다. 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPPIN 토끼 pAb
비고/별칭	CT71, CT72, WAP7, WFDC7, SPINLW1, dJ461P17.2, EPPIN
종	인간
GeneID (인간)	57119
GeneID	57119
면역원	인간 EPPIN (NP_065131.1)의 아미노산 22-133 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95925
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백