

Wb, Elisa용 항Eprs 토끼 다클론 항체 - P07814

품목 번호: CM0013766



소개

인간 EPRS(이기능성 글루타메이트/프롤린-tRNA 리가아제)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 번역 조절, 아미노아실-tRNA 합성효소 복합체 및 GAIT 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPRS 토끼 pAb
비고/별칭	EARS; EPRS; PARS; QARS; QPRS; HLD15; PIG32; GLUPRORS
종	인간
유전자 ID (인간)	2058
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07814
단백질 분자량	171kDa
배송 방식	아이스백