


Wb, If/Icc, Elisa용 항Eps15 토끼 다클론 항체 - P42566

품목 번호: CM0024967



소개

인간 EPS15(EGFR 기질 15, AF-1p)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 내포작용 및 세포 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EPS15 토끼 다클론 항체
비고/별칭	AF1P; AF-1P; MLLT5; EPS15
종	인간
유전자 ID	2060
면역원	인간 EPS15(NP_001972.1)의 아미노산 660-840에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P42566
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스팩