

Wb 및 Elisa용 항-Eps15L1 토끼 다클론 항체 - Q9Ubc2

품목 번호: CM0029167

소개

CamelBio의 항-EPS15L1 토끼 다클론 항체는 인간 EPS15L1(Eps15R)을 표적으로 합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 이 항체는 수용체 매개 내포작용 및 인테그린 수송 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPS15L1 토끼 pAb
비고/별칭	EPS15R; EPS15L1
종	인간
유전자 ID (인간)	58513
유전자 ID	58513
면역원	인간 EPS15L1 (NP_001245304.1)의 아미노산 475-754에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UBC2
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스팩