


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Eps8 폴리클로날 항체 - Q12929

품목 번호: CM0015970



소개

인간 EPS8를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 액틴 세포골격 역학, 세포 이동 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EPS8 Rabbit pAb
비고/별칭	DFNB102; EPS8
종	인간
GeneID (인간)	2059
GeneID	2059
면역원	재조합 단백질 인간 EPS8 (NP_004438.3)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12929
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백