


Wb, Elisa용 항-Epsin 1 토끼 단클론 항체 - Q9Y6I3

품목 번호: CM0003697



소개

인간 Epsin 1 (EPN1)에 대한 토끼 단클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 60 kDa 밴드를 검출합니다. 클라트린 매개 내포작용 및 막 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Epsin 1 토끼 mAb
비고/별칭	EPN1; Epsin 1
종	인간
유전자 ID	29924
면역원	인간 Epsin 1 (NP_001123544.1)의 아미노산 400-500 범위 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y6I3
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스 팩