


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Erab/Hsd17B10 Rabbit Polyclonal Antibody - Q99714

품목 번호: CM0028124



소개

인간 ERAB/HSD17B10에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 대사 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERAB/HSD17B10 Rabbit pAb
비고/별칭	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
종	인간
유전자 ID (인간)	3028
유전자 ID	3028
면역원	재조합 단백질
원료	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99714
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백