


Anti-Erap1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nz08

품목 번호: CM0011592



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질 토끼 단일클론 ERAP1 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐 샘플의 내인성 ERAP1을 검출합니다. MHC 클래스 I 항원 처리 및 혈압 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ERAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	ALAP; A-LAP; ARTS1; ERAAP; APPILS; ARTS-1; ERAAP1; PILSAP; PILS-AP; ERAP1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51752
면역원	인간 ERAP1 (Q9NZ08)의 아미노산 842-941 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NZ08
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백