


Wb, Elisa용 Anti-ErbB2Ip 토끼 다클로날 항체 - Q96Rt1

품목 번호: CM0028696



소개

인간 ERBB2IP(Erbin, LAP2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 상피세포에서의 ERBB2 신호전달, 각질세포 분화 및 NF-κB 조절 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERBB2IP Rabbit pAb
비고/별칭	LAP2; ERBB2IP; HEL-S-78
종(Species)	인간(Human)
GeneID	55914
면역원(Immunogen)	인간 ERBB2IP (NP_061165.1)의 아미노산 1152-1371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q96RT1
단백질 분자량	158kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)