


유세포측정용 항-ErbB3/Her3 단클론 항체 - P21860

품목 번호: CM0005349



소개

CamelBio는 유세포측정 검증이 완료된 접합 토끼 항-인간 ErbB3/HER3 단클론 항체를 제공합니다. 세포의 도메인을 표적으로 하며 인간 상피 및 뇌 조직에서 HER3 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 ErbB3/HER3 mAb
비고/별칭	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2 수용체 티로신 키나아제 3
반응 종	인간
유전자ID (인간)	2065
유전자ID	2065
면역원	인간 ErbB3/HER3 (NP_001973.2)의 아미노산 20-643에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21860
단백질 분자량	148kDa
배송 방식	아이스백