


유세포 분석용 Anti-ErbB3/Her3 단일클론 항체(, 토끼) - P21860

품목 번호: CM0007754



소개

인간 ErbB3/HER3를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 세포 표면 및 세포 내 연구에서 수용체 티로신-단백질 키나아제 erbB-3의 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 ErbB3/HER3 mAb
비고/별칭	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
종	인간
GeneID (인간)	2065
GeneID	2065
면역원	재조합 단백질 인간 ErbB3/HER3(NP_001973.2)의 아미노산 20-643에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21860
단백질 분자량	148kDa
배송	아이스팩