


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-ErbB3/Her3 다클론 항체 - P21860

품목 번호: CM0017749



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-ErbB3/HER3 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드 ErbB3/HER3와 반응합니다. 암 연구에서 중요한 뉴레굴린 수용체 티로신 키나제를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ErbB3/HER3 토끼 pAb
비고/별칭	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; ErbB3/HER3
종	인간
유전자 ID (인간)	2065
유전자 ID	2065
면역원	재조합 단백질 인간 ErbB3/HER3(NP_001973.2)의 아미노산 20-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21860
단백질 분자량	148kDa
배송 조건	아이스백