


Wb, Elisa용 Anti-ErbB4/Her4 단일클론항체 - Q15303

품목 번호: CM0002270



소개

인간 ErbB4/HER4에 대한 토끼 단일클론항체로, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 발달 및 암에 관여하는 수용체 티로신 키나아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ErbB4/HER4 토끼 단일클론항체(mAb)
비고/별칭	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
종	인간
유전자 ID (인간)	2066
유전자 ID	2066
면역원	합성 펩타이드 - 인간 ErbB4/HER4(Q15303)의 아미노산 1200-1308 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q15303
단백질 무게	147kDa
배송	아이스팩