


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-ErbB4/Her4 폴리클로날 항체 - Q15303

품목 번호: CM0027940



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 ErbB4/HER4 Rabbit 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 ErbB4를 인식합니다. 수용체 티로신 키나제 신호전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ErbB4/HER4 Rabbit pAb
비고/별칭	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
종	인간
GeneID (인간)	2066
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15303
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스백