


Wb 및 Elisa용 Anti-ErbB4/Her4 토끼 다클론 항체 - Q15303

품목 번호: CM0015272



소개

인간 ErbB4/HER4를 표적으로 하며 WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 항체로, 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 뉴레굴린/EGF 신호전달, 발생 및 종양 발생 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ErbB4/HER4 토끼 pAb
비고/별칭	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
종	인간
GeneID (인간)	2066
GeneID	2066
면역원	인간 ErbB4/HER4(NP_005226.1)의 아미노산 1150-1250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q15303
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스백