

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Erc2 다클론 항체 - O15083

품목 번호: CM0022300

소개

ERC2(CAST/CAST1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 가집니다. 시냅스전 활성화 영역 조직과 신경전달물질 방출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ERC2 토끼 pAb
비고/별칭	CAST; CAST1; ELKSL; Spc110; SPBC110; ERC2
종	인간
유전자ID (인간)	26059
유전자ID	26059
면역원	제조항 단백질[인간 ERC2 (NP_056391.1)의 아미노산 770-850에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O15083
단백질 분자량	111kDa
배송	아이스 팩