

Wb 및 Elisa용 Anti-Ercc1 토끼 단일클론 항체 - P07992

품목 번호: CM0010424



소개

Western blot(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 인간 ERCC1(P07992)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. DNA 복구, 가닥 간 교차결합 복구 및 게놈 안정성 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERCC1 토끼 mAb
비고/별칭	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
종	인간
GeneID(인간)	2067
GeneID	2067
면역원	인간 ERCC1(P07992)의 아미노산 1~200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07992
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩