

Anti-Ercc4 (Xpf) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q92889

품목 번호: CM0030085



소개

인간 ERCC4 (XPF)에 대한 토끼 폴리클론항체로 WB, IP, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응. DNA 수복 엔도뉴클레이즈 XPF를 표적하며, 뉴클레오티드 절제 수복, 가닥간 가교 수복 및 게놈 안정성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ERCC4 Rabbit pAb
비고/별칭	XPF; RAD1; FANCD1; XFEPS; ERCC11; ERCC4
종	인간
GeneID (Human)	2072
GeneID	2072
면역원	인간 ERCC4 (NP_005227.1)의 아미노산 513-782에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92889
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백