


If/Icc, Elisa용 Anti-Ercc5 다클론 항체 - P28715

품목 번호: CM0020513



소개

IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 ERCC5 토끼 다클론 항체입니다. DNA 복구에 중요한 엔도뉴클레아제인 인간, 마우스, 랫드 ERCC5(XPG)를 검출합니다. 뉴클레오타이드 절제 복구 및 유전체 안정성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERCC5 토끼 pAb
비고/별칭	XPG; UVDR; XPGC; COFS3; ERCC2; ERCC5-201; ERCC5
종	인간
GeneID (인간)	2073
GeneID	2073
면역원	인간 ERCC5(NP_000114.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P28715
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스 팩