

Wb 및 Elisa용 항-Ercc6L2 토끼 다클론 항체 - Q5T890

품목 번호: CM0016165



소개

ERCC6L2(RAD26L)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 교차 반응합니다. DNA 이중 가닥 절단 수리 및 염색질 유지 연구에 도움이 됩니다. 예측 분자량은 177 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ERCC6L2 토끼 pAb
비고/별칭	HEBO; BMFS2; SR278; RAD26L; C9orf102; ERCC6L2
종	인간
GeneID (인간)	375748
GeneID	375748
면역원	인간 ERCC6L2 (NP_064592.2)의 아미노산 1262-1561에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5T890
단백질 분자량	177kDa
배송	아이스백