

Anti-Ercc8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13216

품목 번호: CM0028887



소개

인간 ERCC8(CSA)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯팅(WB)과 ELISA에 대해 검증됨. 마우스와 교차 반응. 전사-결합 뉴클레오타이드 절제 복구, 코케인 증후군, DNA 손상 반응 연구에 이상적. 예측 분자량: 44kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ERCC8 Rabbit pAb
비고/별칭	CSA, CKN1, UVSS2, ERCC8
종	인간
GeneID (Human)	1161
GeneID	1161
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q13216
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백