


Wb, Elisa용 항-Ereg 토끼 다클론 항체 - O14944

품목 번호: CM0024051



소개

WB 및 ELISA용 인간 EREG(프로에피레굴린)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. EGFR 신호 전달, 암 및 염증 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EREG 토끼 pAb
비고/별칭	ER, Ep, EPR, EREG
종	인간
유전자 ID (인간)	2069
유전자 ID	2069
면역원	인간 EREG (NP_001423.1)의 아미노산 70-169 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14944
단백질 분자량	19kDa
배송 방법	아이스 팩