


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Erf3A/Gspt1 단클론 항체 - P15170

품목 번호: CM0012525



소개

인간 및 쥐에서 반응하는 eRF3A/GSPT1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 번역 종결 및 넌센스 매개 mRNA 분해에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	eRF3A/GSPT1 토끼 mAb
비고/별칭	GST1, ETF3A, eRF3a, 551G9.2
종	인간
GeneID (인간)	2935
GeneID	2935
면역원	eRF3A/GSPT1 (NP_001123479.1)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P15170
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩