

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Erg 토끼 단일클론 항체 - P11308

품목 번호: CM0007666



소개

인간 ERG(SWISS P11308)를 표적으로 하는 고성능 토끼 단일클론 항체입니다. Western blot, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 연구, 전사 조절 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ERG 토끼 mAb
비고/별칭	p55; erg-3; ERG
종	인간
GeneID (인간)	2078
GeneID	2078
면역원	인간 ERG의 아미노산 379-479에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_891548.1)
항체 생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11308
단백질 분자량	54 kDa
배송	아이스백