

Wb, Elisa용 항Erg 토끼 다클론 항체 - P11308

품목 번호: CM0015110



소개

인간 ERG에 반응하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 전사 조절 및 암 연구에 적합합니다. - P11308

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ERG 토끼 pAb
비고/별칭	p55; erg-3; ERG
종	인간
유전자 ID (인간)	2078
유전자 ID	2078
면역원	인간 ERG (NP_891548.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11308
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩