

Wb용 항-Ergic2 다클론 항체 - Q96Rq1

품목 번호: CM0027843

소개

인간 ERGIC2에 대한 토끼 다클론 항체, WB 및 ELISA에 대한 검증 완료. 마우스 교차 반응성 있음. ER-골지 수송 단백질(43kDa) 표적. 세포 내 수송 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERGIC2 토끼 pAb
비고/별칭	PTX1; CDA14; Erv41; cd002; ERGIC2
종	인간
유전자 ID (인간)	51290
유전자 ID	51290
면역원	인간 ERGIC2(NP_057654.2)의 아미노산 55-310에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96RQ1
단백질 분자량	43kDa
배송	얼음 주머니