


Wb 및 Elisa용 항-Erh 다클론 항체 - P84090

품목 번호: CM0015331



소개

Western blot(WB) 및 ELISA에 적합한 인간 ERH(enhancer of rudimentary homolog)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 세포 주기 조절에 관여하는 12 kDa 핵 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERH Rabbit pAb
비고/별칭	DROER; ERH
종	인간
유전자 ID(인간)	2079
유전자 ID	2079
면역원	인간 ERH의 1-104번 아미노산(aa)을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004441.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P84090
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스팩