

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Erk1 (Mapk3) 단일클론 항체 - P27361

품목 번호: CM0002329



소개

ERK1 (MAPK3)을 표적으로 하는 단일클론 항체. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 ERK1(43 kDa)과 반응. 세포 성장, 부착, 생존 및 분화에 필수적인 MAPK 캐스케이드 키나제.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] ERK1 Rabbit mAb
비고/별칭	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; K1
종 (표적)	인간
유전자 ID (인간)	5595
면역원	합성 펩타이드 - 인간 ERK1 (P27361)의 아미노산 1-100 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P27361
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백