


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Erk1/2 토끼 단클론 항체 - P28482/P27361

품목 번호: CM0010941



소개

CamelBio의 ERK1/2 (MAPK1/3)에 대한 토끼 단클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 세포 성장 및 분화에서 MAPK/ERK 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ERK1/2 토끼 mAb
비고/별칭	ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; PRKM1; PRKM2; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; 5594/5595; ERK1/2
종	인간
GeneID (인간)	5594/5595
GeneID	5594/5595
면역원	재조합 단백질 인간 ERK2 (P28482)의 아미노산 180-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28482/P27361
단백질 분자량	42 kDa/44 kDa
배송 방식	아이스 팩