


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Erk1/Erk2 토끼 다클론 항체 - P28482 / P27361

품목 번호: CM0022556



소개

인간 ERK1/ERK2(MAPK3/MAPK1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 성장, 분화 및 암 연구에서 MAPK/ERK 신호 전달 경로를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERK1 / ERK2 토끼 pAb
비고/별칭	MAPK1/MAPK3; ERK1 / ERK2
종	인간
GeneID (인간)	5594/5595
GeneID	5594/5595
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P28482/P27361
단백질 무게	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
배송	아이스팩