


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Erk2 Rabbit Monoclonal Antibody - P28482

품목 번호: CM0003267



소개

ERK2(MAPK1)를 표적으로 하는 Rabbit monoclonal antibody입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에서 교차 반응성을 보입니다. 증식, 분화, 종양 형성에서 MAPK/ERK 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ERK2 Rabbit mAb
비고/별칭	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK
종	인간
GeneID (인간)	5594
면역원	인간 ERK2/ERK1 (P27361/P28482)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28482
단백질 분자량	41 kDa
배송	아이스백